

| LOTTO 3: REAGENTI DI MICROBIOLOGIA PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|-----------------|---|------------------------------|--|--|-----------------|---|------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 48.400,00 (IVA ESCLUSA) PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA: 90% PRODOTTI DA OFFRIRE 21 SU 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POS. | DESCRIZIONE PRODOTTO | Fabbisog no totale Arpae (per u. m.) | Formato richiesto per confezione | | | | | Formato offerto per confezione (vedi nota) | | | | | | | | | |
| | | | Pezzo | | | | | Pezzo | | | | | | | | | |
| | | | Formato | Unità di misura | Quantità di unità di misura per ciascun formato | Confezio ne di vendita | Pezzi per ciascuna confezio ne di vendita | Formato | Unità di misura | Quantità di unità di misura per ciascun formato | Confezio ne di vendita | Pezzi per ciascun a confezi one di vendita | Codice articolo | Catalogo produttore | Prezzo unità di misura | Prezzo offerto per confezione | Prezzo totale (prezzo per unità di misura per fabbisogno totale) |
| 1 | Dryspot legionella pneumophila serogroup 1 | 420 | - | test | - | scatola | 60 | | | | | | | | | | |
| 2 | Dryspot legionella pneumophila serogroup 2-14 | 420 | - | test | - | scatola | 60 | | | | | | | | | | |
| 3 | Dryspot legionella species | 420 | - | test | - | scatola | 60 | | | | | | | | | | |
| 4 | Kit di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle specie predominanti di Legionella. Permette l'identificazione separata di Legionella pneumophila sierogruppo 1, dei sierogruppi da 2 a 14 (pool di anticorpi) e l'individuazione di sette ulteriori specie di Legionella (L.longbeachae 1 & 2, L. bozemanii 1 & 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, L. micdadei e L. anisa). Il kit contiene tutti i reagenti necessari per l'esecuzione dei test. Confezione da 3 per 50 test. | 12000 | - | test | 50 | scatola | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | L. BOZEMANII SERUM | 8 | flacone/provetta | ml | 2 | scatola | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | L. DUMOFFI SERUM | 8 | flacone/provetta | ml | 2 | scatola | 1 | | | | | | | | | | |
| 7 | L. GORMANII SERUM | 8 | flacone/provetta | ml | 2 | scatola | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | L. MICDADEI SERUM | 8 | flacone/provetta | ml | 2 | scatola | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------|------|-----|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA GROUP 15 SERUM | 8 | flacone/provetta | ml | 2 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 2 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 3 | 32,40 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 4 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 5 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 6 | 27 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 7 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 8 | 27 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 9 | 27 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 10 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 11 | 21,6 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 20 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 12 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 13 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Singolo antisiero al lattice per L. pneumophila sierogruppo 14 | 21,60 | flacone/provetta | ml | 2.7 | scatola | 1 | | | | | | | | | | | |
| 23 | Reagente al lattice per l'identificazione di Legionella Pneumophila serogroup 1, (in test) | 400 | - | test | - | scatola | 50 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Reagente al lattice per l'identificazione di Legionella Pneumophila serogroup 2-14 (pool anticorpi), (in test) | 400 | - | test | - | scatola | 50 | | | | | | | | | | | |
| Totale complessivo Euro IVA esclusa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* formulazione prevista nei metodi di prova ISO indicati dal D. L. vo 31/2001

NOTA: Il contenuto dei flaconi - barattoli - bottiglie e fiale non può superare del 50% sia in positivo che negativo il formato richiesto. I pezzi per confezione di vendita non possono essere superiori o inferiori del 50% di quanto richiesto. Per quanto riguarda il contenuto delle provette non deve superare il volume richiesto.

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società _____, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì: che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è : _____; che i costi della manodopera per la realizzazione della fornitura e dei servizi accessori ammontano ad Euro _____ il CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente _____